

LIFEPAK® CR2 Defibrillator

mit LIFELINKcentral™ AED-Programm-Manager



Modernisieren Sie Ihr Konzept zur öffentlich zugänglichen Defibrillation.

Ein plötzlicher Herzstillstand kann jedem widerfahren—jederzeit und überall. Aus diesem Grund sind öffentlich zugängliche Defibrillatoren so wichtig. Sie stellen eine lebensrettende Technologie dort zur Verfügung, wo sie am meisten bewirken kann. AED-Systeme sind aber nur effektiv, wenn sie griffbereit und einsatzfähig sind. Eine ständige Systemwartung war bisher zeitaufwendig und fehleranfällig—das ändert sich jetzt.

Vernetzt und bereit

Egal, ob Sie einen AED oder 100 global verteilt haben, jetzt können Sie den Bereitschaftsstatus und den Standort jedes Defibrillators überwachen. Der LIFELINKcentral AED-Programm-Manager überwacht jeden LIFEPAK CR2 Defibrillator, der über ein mobiles Datennetz oder per WLAN mit dem Internet verbunden ist und sendet Ihnen vollautomatisch Warnmeldungen zu allem, was die Bereitschaft des Geräts beeinflussen könnte. Batterie nicht aufgeladen? AED nicht an seinem gewöhnlichen Aufbewahrungsort? Sie erhalten eine Warnmeldung durch den LIFELINKcentral AED-Programm-Manager, wodurch die Mühen und Kosten der Verwaltung Ihres AED-Programms bedeutend reduziert und die Bereitschaft und Effizienz dabei gleichzeitig erhöht werden.

Kontinuierlichere HLW

Bei jedem Notfalleinsatz mit einem plötzlichen Herzstillstand ist HLW notwendig. Bisher musste die HLW für Herzrhythmusanalysen immer unterbrochen werden. Bei älteren Technologien müssen Nothelfer eine Pause von 10 Sekunden oder mehr einlegen, was negative Auswirkungen auf die Überlebensraten hat.² Im Gegensatz dazu kann die cprINSIGHT™-Analysetechnologie einen defibrillierbaren Rhythmus während der Kompressionen feststellen. Der LIFEPAK CR2 Defibrillator liefert einen Schock mit der maximal notwendigen Stärke, ohne dass der Anwender eine eigene Entscheidung treffen muss.

Einfache, intuitive Bedienung

Für einen wenig geschulten Nothelfer kann ein Eingreifen bei einem Notfall sehr einschüchternd sein. Daher benötigen Nothelfer einen einfach zu verwendenden AED, um handlungsfähig zu bleiben. Andere AED-Geräte können schwierig zu verwenden sein, aber der LIFEPAK CR2 Defibrillator verwendet einfache Grafiken, akustische Anweisungen und automatisierte Funktionen, um die Konzentration der Anwender aufrechtzuerhalten. Es gibt keine Spekulationen oder Mutmaßungen mehr. Anwender können in nur zwei Schritten ein Leben retten.

Mehr Leben retten.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre AED-Geräte modernisieren und zu einem vollständig vernetzten LIFEPAK AED-Response-System wechseln können, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Physio-Control Gebietsleiter oder besuchen Sie unsere Website unter www.physio-control.com

- Eigenüberwachung und Notfallbereitschaft
- WLAN- oder Mobilfunk-Konnektivität
- Kontinuierlichere HLW mit cprINSIGHT™-Technologie
- Kürzeste Zeit bis zum ersten Schock¹
- Ereignisdaten zu einem plötzlichen Herzstillstand können an eintreffendes Rettungspersonal übermittelt werden
- Einfache, große Grafiken und Anwendung in zwei Schritten
- ClearVoice™-Technologie und HLW-Coaching



Wird es Zeit Ihre AED-Geräte zu modernisieren?

Ihr automatisierter externer Defibrillator (AED) ist eine der wichtigsten Sicherheitseinrichtungen, die Sie für Ihre Mitarbeiter, Kunden, Schüler bzw. die Allgemeinheit bereithalten sollten. Mit zunehmendem Alter der AED-Geräte ist es wichtig, die Geräte zu überprüfen, um festzustellen, ob sie ausgetauscht werden müssen.

Checkliste zum AED-Austausch

- Ist die Garantie abgelaufen?
- Verwendet der AED eine veraltete monophasische Technologie?
- Sind Zubehörteile oder Einwegartikel nicht mehr leicht erhältlich?
- Ist die Bedienungsanleitung einfach genug für Laien?
- Bietet der AED HLW-Coaching und Feedback?
- Müssen Anwender die HLW für eine Rhythmusanalyse unterbrechen?
- Kann das Gerät an Kindern und Erwachsenen sicher verwendet werden?
- Ist Ihr Überwachungs-/Wartungsprogramm nicht so effizient/effektiv wie Sie es sich wünschen?

Einer (oder mehrere) dieser Gründe ist ausreichend, um Ihr AED für ein vollständig vernetztes LIFEPAK AED-Response-System auszutauschen.



Alter des Geräts

Um ein Leben retten zu können, muss sich Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand befinden. Die Batterien und internen Komponenten in AED-Geräten altern und verlieren mit der Zeit ihre Effektivität. Dieser Alterungsprozess findet sogar in AED-Geräten statt, die nie verwendet wurden. Die Länge der Garantiedauer ist ein guter Anhaltspunkt für die erwartbare maximale Nutzungsdauer. Sobald die Garantiedauer eines AEDs abgelaufen ist, ist es ratsam, einen Austausch in Betracht zu ziehen.

Betriebskosten

Wenn Ihre Garantiedauer abgelaufen ist, könnte eine Wartung Ihres AEDs zu teuer werden. Prüfen Sie mögliche Rücknahme- oder Eintauschrabatte, welche die Kosten für einen Geräteaustausch senken können. Wenn es an der Zeit ist, Ihre AED-Geräte auszutauschen, erkundigen Sie sich nach der Garantiedauer Ihrer neuen Geräte. Physio-Control bietet eine achtjährige Garantie für den neuen LIFEPAK CR2 Defibrillator — eine der längsten Garantien die zurzeit am Markt geboten werden.

1 Physio-Control Internal AED Comparison Usability Study, August 2016.

2 Perkins G, Handley A, Koster R, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015, Sec 2, Adult basic life support and automated external defibrillation. *Resuscitation*. 95 (2015)81-99.

Alle Angaben gelten mit Stand von April 2017.

Wenn Sie Ihren LIFEPAK CR2 Defibrillator von einem autorisierten Physio-Control Vertriebspartner oder Verkäufer erworben haben, wird dieser Zugriff auf Ihr LIFELINKcentral AED Program Manager Konto haben und erhält möglicherweise Benachrichtigungen von Ihrem LIFEPAK CR2 Defibrillator. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung JEDERZEIT deaktiviert werden kann: Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren möchten, senden Sie bitte eine Anfrage an den Kundendienst von Physio-Control, um die Einstellung „Distributor“ (Vertriebspartner) in „Customer Managed“ (vom Kunden selbst verwaltet) ändern zu lassen.

Physio-Control ist jetzt Teil von Stryker.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Physio-Control Gebietsleiter für weitere Informationen oder besuchen Sie unsere Website.

Wir arbeiten an einer Zukunft, in der bessere Technologie für bessere Ergebnisse sorgt – und für mehr gerettete Leben. Der vom zuverlässigen Marktführer in der Notfalltechnologie entwickelte LIFEPAK CR2 Defibrillator mit LIFELINKcentral AED-Programm-Manager markiert einen neuen Maßstab für öffentlich zugängliche Defibrillatoren.

Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.**
Galjoenweg 68
6222 NV Maastricht
The Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

**Physio-Control
Germany Sales GmbH**
Stresemannallee 4b
D-41460 Neuss
Tel +49 (0)2131 6617 000
Fax +49 (0)2131 6617 251
www.lifepak.de

**Physio-Control
Austria Sales GmbH**
Simmeringer Hauptstraße 24
A-1110 Wien
Tel +43 (0)1 74040 2866
Fax +43 (0)1 74040 2867
www.physio-control.at

**Physio-Control
Switzerland Sales GmbH**
c/o Intertrust Service (Schweiz) AG
Alpenstraße 15
CH-6304 Zug
Tel 0800 00 66 33 (kostenlos)
Fax 0800 00 66 44 (kostenlos)
www.physio-control.ch