



FRED easy Professional



Der automatisierte externe Defibrillator,
der alle Rettungsdienste auf ihrer lebens-
rettenden Mission begleitet



SCHILLER

The Art of Diagnostics

FRED easy Professional

Der automatisierte externe Defibrillator (AED) FRED easy Professional ist das beste Werkzeug für alle Rettungsdienste, um Leben zu retten:

Sanitäter, Ambulanzen, Feuerwehrlaute....

Er ist leicht, robust, benutzerfreundlich und für alle Situationen geeignet.

Der FRED easy Professional verfügt über den einzigartigen, biphasisch gepulsten Defibrillationsimpuls MULTIPULSE BIOWAVE, der die Patientenimpedanz kompensiert. Dieser Impuls ist bei Erwachsenen wie auch Kindern äußerst effizient, auch dank der automatischen Erkennung von Kinderelektroden und entsprechender Energieanpassung.

Sprach- und Textinstruktionen führen den Anwender durch den Reanimationsprozess und eine rasche Rhythmusanalyse und Schockabgabe verringern die Leerlaufzeit.

Um den gesamten Ablauf der Reanimation verfolgen zu können, werden die Interventionsdaten aufgezeichnet. Diese können auf einem Computer überprüft und ein Bericht erstellt werden.

FRED easy Professional ist in verschiedenen Versionen und mit unterschiedlichen Optionen verfügbar, damit alle Bedürfnisse des Anwenders abgedeckt werden:

- Halb- oder vollautomatisch
- Silent-Mode: nutzen Sie den AED als Patientenmonitor, bei dem das EKG des Patienten im Hintergrund dauerhaft überwacht und bei kritischen Veränderungen direkt Alarm ausgelöst wird
- Manueller Modus: Ärzte können den AED- Modus ausschalten und manuell entscheiden, ob sie einen Defibrillationsschock abgeben wollen oder nicht
- EKG-Darstellung (serienmäßig)
- Metronom (serienmäßig)

Der AED für den



Ideal für professionelle Anwender

Silent-Mode (optional):

Um Ihnen bei vital stabilen Patienten eine Überwachung ohne störende Sprachansagen zu ermöglichen, lässt sich der FRED easy Professional in einen Silent-Mode umschalten.

Hierbei wird das EKG des Patienten nicht nur angezeigt, sondern auch im Hintergrund laufend überwacht. Sobald sich dieses in einen kritischen Zustand ändert, schaltet der FRED easy Professional sofort in den normalen Modus zurück und steht umgehend zur EKG-Analyse und zum Schock zur Verfügung.

Manueller Modus (optional):

Ärzte können den FRED easy Professional vom AED-Modus in einen manuellen Betrieb umschalten.

Von da an ist der AED-Modus nicht länger aktiv, es erfolgen keine weiteren Sprachansagen, und die Entscheidung zum Schock liegt allein beim Anwender.

Wie bei einem Klinik-Defibrillator kann der Anwender nun einen Schock jederzeit - unabhängig vom vorhandenen EKG - verabreichen.

EKG-Anzeige & Metronom (serienmäßig):

Um professionelle Anwender optimal bei der Versorgung des Patienten zu unterstützen, wird beim FRED easy Professional serienmäßig das EKG des Patienten angezeigt.


Somit haben Sie jederzeit die volle Kontrolle und können gezielt bei einer EKG-Veränderung eine neue Analyse anfordern - unabhängig vom 2-Minuten-Algorithmus.

Zusätzlich werden Sie bei der Reanimation durch ein Metronom unterstützt, um stets mit einer optimalen Frequenz reanimieren zu können.

professionellen Anwender



Wir setzen Maßstäbe Bereits seit Langem gehören folgende nützliche Features sowie umfangreiches Standard-Zubehör bei SCHILLER zur Standard-Ausstattung eines jeden AED:



Grafisches Display Das serienmäßige, hintergrundbeleuchtete Display bietet Ihnen stets einen guten Überblick zu jedem Einsatz, sei es durch die Anzeige des Patienten-EKG, Wiederholung der Sprachanweisungen in Textform, sämtlicher Einsatzdetails wie Zeit seit Einschalten, verabreichte Schocks, Erwachsenen-/Kindermodus, Batteriestatus, freie Speicherkartenkapazität.




Schutztasche mit Notfallset Um Sie im Notfall optimal zu unterstützen befindet sich der *FRED easy Professional* in einer Schutz- und Tragetasche. Diese enthält neben den Elektroden auch noch ein umfangreiches Notfallset mit allem, was Sie im Ernstfall für den persönlichen Schutz benötigen.



Wechselbare Speicherkarte Jeder reale Einsatz wird zu Ihrer Sicherheit automatisch und detailliert erfasst und dokumentiert. Damit Ihr *FRED easy Professional* nach jedem Einsatz sofort wieder einsatzbereit ist, können Sie die Speicherkarte zum Auslesen entnehmen. Das Gerät bleibt so während der gesamten Zeit einsatzbereit.

Service Ob Garantie-Verlängerung, Schulungen und Trainings, technischer Service (auf Wunsch vor Ort) oder Beratung bei der Umsetzung Ihrer Notfall-Konzepte - mit SCHILLER haben Sie stets einen erfahrenen Partner, der Ihre Bedürfnisse kompetent und zuverlässig umsetzt



Wirtschaftlichkeit Dank der Langlebigkeit und hohen Qualität unserer Verbrauchsmaterialien entstehen für Sie auch bei langjährigem Einsatz nur minimale Folgekosten.

Ergänzt durch unser umfangreiches Standard-Zubehör bietet Ihnen die FRED Easy Serie ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit.



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
SCHILLER Int'l Trading (Shanghai) Co. Ltd.
200335 Shanghai, China
Phone +86-21-62099627
Fax + 86-21-62099623
sales@schiller.com.my
www.schiller.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85521 Ottobrunn
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com



USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33122
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com



SCHILLER

The Art of Diagnostics