

# 24/7

SET TO RESCUE.

Deutsche  
Broschüre



Introducing  
Rotaid 24/7  
**Get ready and  
Set To Rescue**



**ROTAID™**  
AED CABINETS

# Alle 3 Sekunden. 25 tausend jeden Tag. 9 Millionen im Jahr.

Das entspricht der Bevölkerung von New York, London oder Mexiko City ...jedes Jahr.

Diese atemberaubende Anzahl geht zurück auf plötzliche Herzstillstände, eine der häufigsten Todesursachen weltweit. Es kann jeden treffen. Jedes Alter, auf jedem Kontinent, zu jeder Zeit. Die erschreckende Überlebensrate bei Betroffenen ist 5%.

Warum? Weil die einzige mögliche Überlebenschance für einen Patienten mit plötzlichem Herzstillstand ein schnell zugeworfener elektrischer Schock am Herzen ist.

Wie? Mit der Nutzung eines Automatisierten Externen Defibrillators - und möglichst schnellem Handeln. Bei der Nutzung von einem AED in den ersten 6 Minuten, kann die Überlebensrate auf ganze 45% gesteigert werden.

Leider sind Notärzte meist nicht in der Lage in den ersten 6 Minuten am Ort zu sein und die lebensrettenden Maßnahmen durchzuführen.


Die Lösung: erreichbare, funktionierende AEDs, die innerhalb von 6 Minuten greifbar sind.  
- Damit kann man einen riesigen Unterschied machen!

Rotaid kann genau das bewirken.



## Jede Minute zählt!

Die Überlebenschance nach einem Herzstillstand verringert sich mit der Zeit extrem. Jede Minute, die ohne Hilfeleistung vergeht, verringert sich die Überlebenschance um enorme 10%.



Bei Rotaid entwickeln wir einfache, intelligente und effektive Produkte und Hilfsmittel, die helfen, weltweit Leben zu retten.

## Leben retten auf Knopfdruck.

Ein AED ist ein tragbarer für die Anwendung durch Laien konzipierter Defibrillator. Er kann daher von jedem benutzt werden - auch ohne medizinische Vorkenntnisse oder Training. Ein AED ist automatisch und gibt nur dann einen Schock ab, wenn es medizinisch notwendig ist. Falls kein Schock nötig ist, wird auch keiner abgegeben. Man kann also sagen, dass Ersthelfer nichts falsch machen können.

Ob medizinisch vorgebildet oder Laie, jeder kann mit einem AED zum Lebensretter werden - wenn dieser erreichbar, funktionstüchtig und zugänglich ist. Leider ist das nicht immer der Fall. Gründe dafür sind limitierte Zugänglichkeit, verzögertes Handeln oder fehlende Instandhaltung. Rotaid 24/7 löst diese Probleme.

**Wir machen AEDs verfügbar  
und überall zugänglich.  
Dadurch reduzieren wir die  
Reaktionszeit und erhöhen  
die Überlebenschance.**



# Wie man sich auf den Notfall eines plötzlichen Herzstillstandes vorbereitet:

Die Grafik zeigt, wie man sich bestmöglich auf den Notfall eines plötzlichen Herzstillstandes in der eigenen Umgebung vorbereitet. Es wird deutlich, welche Kriterien gegeben sein müssen, um bei einem Notfall effizient handeln zu können.

## Überprüfen und warten Sie ihren AED

AEDs sind während ihrer Nutzungsdauer nicht generell uneingeschränkt einsetzbar, denn es müssen z.B. Elektroden und Batterien getauscht werden und es kann zu Systemfehlern kommen. Daher sollten AEDs regelmäßig überprüft und gewartet werden, um im Notfall eine sichere Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.

## Der AED sollte gut sichtbar und einfach zugänglich sein

AEDs sollten am besten an öffentlich zugänglichen Orten platziert werden, damit sie 24 Stunden am Tag verfügbar sind. Sie sollten gut sichtbar montiert werden. Die GPS Koordinaten des AED sollten online und auf mobilen Geräten abrufbar sein, um sie möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen.

## Die Verfügbarkeit und Nähe eines AEDs

Direkter und einfacher Zugang zu einem AED ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, um einem vom Plötzlichen Herztod Betroffenen das Leben zu retten.

## Stellen Sie ein Team von motivierten Ersthelfern zusammen


Ein AED kann erst dann effektiv sein, wenn genügend Personen als motivierte Ersthelfer für den Notfall vorbereitet und einsatzbereit sind und den Status und Standort des örtlichen AED Gerätes kennen.



**24/7**

**Save more lives  
with Rotaid 24/7**

**Rotaid 24/7 verbessert Ihren AED durch äußerst effektive Online- und Offline-Konnektivität, die die Reaktionszeit verkürzt und Ihre Chancen maximiert, das Leben eines geliebten Menschen, Freundes, Kollegen oder Nachbarn zu retten.**



# Get ready and Set To Rescue

Einen AED zu besitzen und in Stand zu halten war noch nie so einfach, effektiv, komfortabel und effizient.

## Immer einsatzbereit

### Immer auffindbar

Die mobile Internetverbindung des Rotaïd 24/7 ermöglicht und vereinfacht das Aufrufen und öffentliche Auffinden des AED Standorts. Dank des einzigartigen Designs und der Beleuchtung ist der Rotaïd 24/7 auch im Dunkeln gut auffindbar.

### Immer wachsam

Wenn der Rotaïd 24/7 Wandkasten geöffnet wird, werden die von Ihnen bestimmten Ersthelfer automatisch alarmiert und mobilisiert. Auf Wunsch können auch Notärzte oder die Polizei gleichzeitig alarmiert werden, damit die Ankunftszeit von professioneller Hilfe minimiert wird.

### Immer sicher und geschützt

Unser Rotaïd 24/7 ist für den Außeneinsatz designed und gefertigt. Ein eingebautes Alarmsystem, ein Heizsystem und eine robuste Konstruktion ermöglichen den besten Schutz für ihre AED Investition: Nicht nur für den Moment, sondern für viele Jahre.

### Immer überwacht

Unser Monitoringsystem überwacht Ihren AED 24 Stunden am Tag. Jede Nutzung wird sofort festgestellt. Der Status des Gerätes wird ununterbrochen überprüft und sichergestellt. Wenn der Defibrillator eine Wartung benötigt, werden die Verantwortlichen informiert. Ihr Rotaïd 24/7 überprüft sich selbst, Ihren AED und Ihr Rettungssystem sehr effizient.

## Einfach zu handhaben

### Einfach verbunden

Rotaïd 24/7 ist ausgestattet mit einer eigenen Internetverbindung, was den unabhängigen Betrieb im Innen- und Außenbereich sowie Einstellungen aus der Ferne vorzunehmen ermöglicht.

### Einfacher Zugriff

Durch das Internet basierte Portal kann jederzeit Zugriff auf das lebensrettende System genommen werden. Überwachung, Änderung, Anpassung und Verwaltung ihres Systems kann jederzeit, von überall und mit jedem Gerät vorgenommen werden.

### Einfach betrieben und in Stand gehalten

Der Rotaïd 24/7 unterstützt Sie beim registrieren, Benutzen und Instandhaltung Ihres Systems. Es alarmiert Sie falls es Probleme gibt.

### Einfach angepasst

Während der gesamten Lebensdauer Ihres Rotaïd 24/7 können Sie individuelle Aspekte systemseitig neu konfigurieren. Sie können Ihr Equipment erneuern, Ihr Ersthelfer-Team neu konfigurieren, den Einsatzort wechseln oder ihren Alarm anpassen. Das Rotaïd 24/7 System lässt sich einfach anpassen.



A man with a dark beard and mustache, wearing a dark blue polo shirt, is the central focus of the image. He is looking directly at the camera with a slight smile. The background is a bright, sunny street in a European city, likely Amsterdam, characterized by traditional brick buildings, a canal, and a street lamp. The scene is captured in a cinematic style with soft lighting.

Durch Rotaid können  
Sie sich darauf fokussieren,  
was wirklich zählt:  
Bei einem Notfall  
Leben retten.

**Kontaktieren sie uns,  
wenn Sie bereit sind,  
Leben zu retten.**



 [rotaid.com](https://rotaid.com)  [info@rotaid.com](mailto:info@rotaid.com)  +31 (0)478 769 052

 Keizersveld 52D 5803 AN, Venray The Netherlands