Der AED mit vollautomatisierter Schockabgabe - zuverlässige Defibrillation auch bei unsicheren Anwendern

Vollautomatisierter externer Defibrillator

Lebensdauer Batterie*: 4-5 Jahre / 150 Schocks

Haltbarkeit Elektroden: 4-5 Jahre, vorkonnektiert

Kindermodus und Kindertaste

adaptive Lautstärkenanpassung

Metronom

bis zu 4 Sprachen

täglicher Selbsttest



ADAPTIVE BENUTZERFÜHRUNG des AED, der sich zur Optimierung des HLW-Ablaufs an die Arbeitsgeschwindigkeit des Anwenders anpassen kann

KINDERTASTE für Kinderdefibrillation mit angepassten Energiestufen auch ohne spezielle Kinderelektroden

BIPHASISCHE ENERGIEABGABE mit Thorax-Impedanzmessung für eine sichere und effektive Defibrillation

Eskalierende Energiestufen bis 360 J für verbesserte Wirksamkeit bei notwendigen Mehrfachdefibrillationen

ERC-2021-KONFORM selbstverständlich arbeiten alle neuen AEDs der **Heart**Save Serie nach den Vorgaben der aktuellen ERC-2021-Guidelines

Nachhaltigkeit und minimale Folgekosten durch langlebige und preisgünstige Verbrauchsmaterialien

DOKUMENTATION von jedem Einsatz - EKG, Ereignisse, Tastenbetätigungen, Messwerte, technische Daten

TÄGLICHER SELBSTTEST mit permanenter Statusanzeige für Funktionsbereitschaft, Batteriezustand, Elektroden

Technische Daten

- automatische Aktivierung des AED bei Öffnung des Gerätedeckels für eine schnellstmögliche Inbetriebnahme
- ▶ Lebensdauer Batterie: 4-5 Jahre / 150 Schocks
- ► Haltbarkeit Elektroden: 4-5 Jahre, vorkonnektiert
- vorkonnektierte Elektroden für eine schnellstmögliche Versorgung des Betroffenen
- ► Kindermodus per Tastendruck somit sind im Notfall keine speziellen Kinderelektroden erforderlich
- optional ein-, zwei-, oder viersprachig, Auswahl aus zahlreichen Sprachen / Sprachpaketen möglich
- Metronom zur korrekten Druckfrequenz während der Herzdruckmassage, um den Anwender zu unterstützen
- automatische tägliche Selbsttests mit Statusanzeige für Funktion, Batterie, Elektroden

- Vollautomatisierte Schockabgabe durch den AED zur zuverlässigen Defibrillation auch bei unsicheren Anwendern
- automatische Anpassung der abgegebenen Energie an jeden Patienten mit eskalierenden Energieabgaben bis 360 J
- automatische Lautstärkeanpassung der Sprachanweisungen an die jeweilige Umgebung
- ► Interne Speicherung der Einsatzdaten, Export per USB
- Lieferung inkl. Notfallset (Handschuhe, Beatmungstuch, Einwegrasierer, Kleiderschere) zum persönlichen Schutz
- > staub- und schwallwassergeschützt (IP 55)
- ► Gewicht nur ca. 2,5 kg
- 8 Jahre Garantie ab Werk

Im vorliegenden Text verwenden wir zum besseren Verständnis das generische Maskulinum. Bitte beachten Sie, dass alle Personenbezeichnungen selbstverständlich gleichermaßen für alle Geschlechter gelten.

^{*} Batterie: Die Lebensdauer der Batterie beträgt normalerweise bis zu 5 Jahre, ab Werk sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: Die Batterie ist in das Gerät eingelegt, das Gerät befindet sich ausschließlich im Standby-Modus und wird nicht verwendet, sondern führt lediglich die von Metrax empfohlenen turnusmäßigen Seibsttests durch, und die Umgebungstemperatur beträgt durchgängig 20 Grad Celsius (±5 Grad Celsius). Die Lagerung der Geräte im Freien verkürzt die Lebensdauer der Geräterie Nerbensdauer der Batterie. Anderungen und Inritimer vorberlaten. Lebensdauer der Batterie. Anderungen und Inritimer vorberlaten.



